

# BIOHIT

Innovating for Health

## СОЗДАЙТЕ СВОЙ НАБОР ИЗ ШЕСТИ ДОЗАТОРОВ

1. Выберите пять дозаторов Proline Plus

2. Выберите шестой **БЕСПЛАТНЫЙ** дозатор eLINE

3. Оформите заказ на шесть дозаторов

### Дозаторы Proline Plus это:

- Уменьшенные усилия при дозировании и сбрасывании наконечника
- Эргономичный дизайн корпуса и упора для пальца
- Простое самостоятельное обслуживание
- Сменные фильтры для защиты дозатора и дозируемой жидкости



ВЫБЕРИТЕ  
бесплатный  
дозатор



### ВЫБИРАЙТЕ И СОЗДАВАЙТЕ

Выберите пять одноканальных и/или многоканальных дозаторов Proline® Plus переменного объема по обычной цене. Для того, чтобы создать свой набор из шести дозаторов, выберите и добавьте бесплатный одноканальный электронный дозатор eLINE с зарядной стойкой. Подробная информация на [www.biohit.ru](http://www.biohit.ru)

Предложение действительно  
до 30 апреля 2011 года

Детали для заказа на обратной стороне



[www.biohit.ru](http://www.biohit.ru)

## СОЗДАЙТЕ свой НАБОР из шести дозаторов

### Выберите любые пять дозаторов Proline Plus

Одноканальные и многоканальные дозаторы Proline Plus

Спецификации и детали для заказа

№ по каталогу	Количество каналов	Диапазон объема дозирования (мкл)	Дискретность (мкл)	Тип наконечника	Цена (у.е.)
728010	1	0.1 – 3	0.002	A, L, M	119
728020	1	0.5 – 10	0.10	A, L, M	119
728030	1	2 – 20	0.50	C, N	119
728050	1	10 – 100	1.00	C, D, O	119
728060	1	20 – 200	1.00	C, D, P, Q,	119
728070	1	100 – 1000	5.00	E, G, S	119
728080	1	500 – 5000	10.00	J	119
728090	1	1000 – 10000	20.0	U	119
728120	8	0.5 – 10	0.10	A, L, M	285
728130	8	10 – 100	0.10	C, D, O	285
728140	8	30 – 300	0.20	D, Q	285
728220	12	0.5 – 10	0.10	A, L, M	420
728230	12	10 – 100	0.10	C, D, O	420
728240	12	30 – 300	0.20	D, Q	420



Полная автоклавируемость

### Выберите шестой БЕСПЛАТНЫЙ дозатор

Выберите один одноканальный дозатор eLINE и зарядную стойку

Детали для заказа

№ по каталогу	Количество каналов	Диапазон объема дозирования (мкл)	Дискретность (мкл)	Тип наконечника	Цена (у.е.)
730020	1	0.2-10	0.1	A, L, M	472
730040	1	5-120	0.50	C, D	450
730060	1	10-300	1.00	D, Q	450
730080	1	50-1000	10.0	E, G, S	450
730100	1	100-5000	10.0	J	450
730981	Зарядная стойка для 1-го электронного дозатора eLINE с универсальным адаптером				165

Дополнительная информация для оптовых компаний в офисах ООО «Биохит»



БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

Предложение действительно до 30 апреля 2011 года

[www.biohit.ru](http://www.biohit.ru)

ООО «БИОХИТ», 199048, Россия,  
Санкт-Петербург, 6-я линия, д. 57  
тел.: (812) 327-53-27  
факс: (812) 327-53-23  
e-mail: [main@biohit.ru](mailto:main@biohit.ru)

Филиал в Москве  
127287, Петровско-Разумовский пр-д, д. 29, стр. 2  
тел.: (495) 748-16-13  
факс: (495) 613-55-77  
e-mail: [main.moscow@biohit.ru](mailto:main.moscow@biohit.ru)