



sartorius

BIOHIT

Специальное предложение 2012 mLINE 3+1+1

Точность без усилий раз за разом

Купите любые 3 дозатора mLINE и получите 4-й дозатор*
и штатив Линейная Стойка БЕСПЛАТНО!



* в подарок предоставляется дозатор mLINE наименьшей стоимости из выбранных Вами



5 сменных цветных колпачков для маркировки

Эргономичный держатель под палец

Термоизоляция внутренних компонентов для повышения точности

Быстрый и плавный механизм установки объема с малой дискретностью

Четкий, удобный для чтения дисплей с крупными цифрами

Механизм фиксации объема, предотвращающий случайные изменения во время дозирования


Полная автоклавируемость

Легкая очистка и обслуживание без вспомогательных инструментов

Уникальный механизм Optiload для контроля установки и легкого сброса наконечника

Сменные фильтры для всех моделей с объемом дозирования более 10 мкл для предотвращения внутреннего загрязнения и повреждения поршневой системы

Предложение действует до 29 Июня 2012




СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
4-й дозатор* + Линейная Стойка
БЕСПЛАТНО

Информация для заказа

№ по каталогу	Кол-во каналов	Диапазон объема дозирования (мкл)	Дискретность	Защитные фильтры		Тип наконечника	Цена (y.e.)
				Standard	Plus		
725010	1	0.1-3	0.002	-	-	10	175
725020	1	0.5-10	0.01	-	-	10	175
725030	1	2-20	0.02	721014	-	200	161
725050	1	10-100	0.10	721008	721018	200, 350	161
725060	1	20-200	0.20	721007	721018	200, 350	161
725070	1	100-1000	1.00	721006	721016	1000	161
725080	1	500-5000	10.0	721005	721015	5000	161
725090	1	1000-10000	20.0	721005	721015	10000	175
725120	8	0.5-10	0.01	-	-	10	447
725130	8	5-100	0.10	721008	721018	200, 350	447
725140	8	30-300	0.20	721007	721017	350	447
725220	12	0.5-10	0.01	-	-	10	556
725230	12	5-100	0.10	721008	721018	200, 350	556
725240	12	30-300	0.20	721007	721017	350	556
725620	Линейная стойка						

БЕСПЛАТНО

* в подарок предоставляется дозатор mLINE наименьшей стоимости из выбранных Вами



ООО «БИОХИТ»
 199178, Санкт-Петербург,
 5-я линия В.О., д. 68,
 корп. 4, лит. Д
 тел.: (812) 327-53-27
 факс: (812) 327-53-23
 e-mail: main@biohit.ru

Филиал в Москве
 127287, г. Москва
 Петровско-Разумовский пр-д,
 д. 29 стр. 2
 тел.: (495) 748-16-13
 факс: (495) 613-55-77
 e-mail: main.moscow@biohit.ru

Представительство в Украине
 01001, г. Киев, а/я № 440-«В»
 моб. тел.: +38-050-623-3162
 e-mail: ukraine@biohit.ru